



X-RiteColor® Master

Color Formulation &
Quality Assurance Software

Introducción



Copyright © 2007 por X-Rite, Incorporated

“TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS”

X-Rite® y X-RiteColor® son marcas registradas de X-Rite, Incorporated. Windows es marca registrada de Microsoft Corporation.

Las simulaciones de video presentadas no pretenden igualar con precisión los estándares de color sólido. Use muestras físicas tales como los Manuales de Referencia de Color PANTONE® para un color preciso.

Contenido

CONFIGURAR	1
Requisitos del sistema	1
Instalando el software	1
Iniciando el software	1
Conectar su instrumento	2
Técnicas apropiadas de medición	2
Obtener ayuda	3
Buscando un tema de ayuda	3
Obteniendo ayuda de un cuadro de diálogo	4
Copiando un tema de ayuda	4
Imprimiendo un tema de ayuda	4
Desplazándose por los temas ya vistos	5
Personalizando la ventana de Ayuda	5
Soporte Técnico	6
Preguntas Frecuentes	7

CONFIGURAR

REQUISITOS DEL SISTEMA

- Windows 2000 o XP Professional
- Procesador Pentium III - 450 MHz o superior
- Espacio mínimo disponible en disco de 256 MB (se recomienda 512 MB)
- Resolución de pantalla de 1024 x 768 (mínimo)

INSTALANDO EL SOFTWARE

El software X-RiteColor® Master usa un proceso de instalación estándar de Windows®. Se le pedirá que ingrese una parte del Identificador Único de Aplicación (AUI) durante la instalación. Esta información está en su paquete.

► Para instalar el software:

1. Inserte el CD de X-RiteColor Master en la unidad de CD-ROM de su computadora. El programa de instalación se iniciará automáticamente.

Si el programa de instalación no se inicia automáticamente, haga clic en el botón **Iniciar** de Windows, luego elija **Ejecutar** del menú de inicio. En el diálogo **Ejecutar**, escriba "d:\setup.exe", donde "d" = la unidad de CD-ROM de su sistema. Haga clic en **Aceptar**.

2. El programa de instalación le guía a través del resto del proceso de instalación. Siga las instrucciones en cada pantalla para completar la instalación.

INICIANDO EL SOFTWARE



Una vez que haya instalado X-RiteColor® Master, puede iniciar el programa haciendo doble clic en el icono del mismo en la carpeta correcta de grupo del programa. También puede abrir el menú **Iniciar** de Windows, luego elegir la aplicación de la carpeta correcta del programa (por ejemplo, Aplicaciones X-Rite) en el menú **Programas**.

cuando inicia el software, el programa muestra primero la información de licencia. Puede hacer clic en **Continuar** para abrir el programa sin ingresar su información de licencia. Puede usar el producto sin licencia durante 30 días.

Luego de recibir su número de serie y llave de licencia, puede licenciar su producto: ingrese su nombre, de su empresa, número de serie del producto, y llave de licencia, y luego haga clic en **Licencia**.

Dependiendo de la configuración adquirida, puede que no tenga todas las funciones descritas en esta Ayuda.

CONECTAR SU INSTRUMENTO

¡IMPORTANTE! Siempre apague su computadora antes de conectar cualquier instrumento.

1. Las conexiones dependen del tipo de instrumento que tenga. Consulte la documentación que acompaña al instrumento para obtener el procedimiento correcto de conexión.
2. Encienda su computadora e inicie la aplicación.
3. Del menú **Opciones**, elija **Puerto del instrumento** y luego seleccione el puerto COM correcto. Aparece una marca de verificación a la izquierda de su selección.

NOTA: Consulte su manual del instrumento para más información.

TÉCNICAS CORRECTAS DE MEDICIÓN

Al usar X-RiteColor Master, es imperativo usar técnicas correctas de medición para obtener datos de color precisos. Sus datos de color son tan buenos como las mediciones en las que se basan los mismos. Siga las recomendaciones a continuación para asegurar los mejores datos de medición posibles.

- **Seleccione una buena superficie de medición** - Busque un área libre de manchas que represente apropiadamente el color.
- **Alineación del instrumento** - Mientras toma una medición, mantenga el instrumento plano contra la superficie que está midiendo.
- **Mantenga el instrumento quieto** - Mientras que realiza una medición, mantenga el instrumento y la muestra que está midiendo lo más quieto posible.
- **Consulte el manual del instrumento** - Estas instrucciones básicas le ayudarán a realizar mediciones precisas. Para instrucciones detalladas sobre el uso y mantenimiento de su instrumento, asegúrese de leer el manual.

OBTENER AYUDA

Use el sistema de ayuda de X-RiteColor Master a medida que aprende a usar el software. El sistema de ayuda incluye instrucciones detalladas para tareas específicas, información conceptual y de referencia, y un glosario de términos. Puede usar la Tabla de Contenido, Índice, o la función Buscar para localizar temas. Además, puede abrir temas directamente de un cuadro de diálogo de X-RiteColor Master.



El sistema de ayuda usa la misma tecnología que las páginas Web: vínculos a temas relacionados, y más información detallada aparece como texto con subrayado azul. Haga clic en estos vínculos para ir a otros temas en el sistema de ayuda.

BUSCANDO UN TEMA DE AYUDA

Puede buscar temas usando las fichas **Contenido**, **Índice**, o **Buscar**. Cada ficha le permite buscar información en forma distinta.

► **Para buscar un tema de ayuda:**

1. Del menú **Ayuda**, seleccione **Índice** para abrir el sistema de ayuda.
2. Para examinar los temas por categoría, seleccione la ficha **Contenido**.

Los temas, que son representados por un icono de interrogación , son agrupados en capítulos, representados por el icono de libro . Puede expandir el contenido de un libro haciendo doble clic en su icono. Haga clic en el tema que desea ver, y éste se abre en el marco derecho de la ventana.

3. Para ver una lista de entradas del índice, seleccione la ficha **Índice**.

El Índice incluye una lista de palabras clave en el sistema de ayuda. En el cuadro de texto, escriba el término que desea buscar. El programa se desplaza hasta la primera palabra clave coincidente en el índice. Puede desplazarse a través del índice para ver otros nombres de tema coincidentes. Seleccione la palabra clave que desea ver, luego haga clic en **Mostrar**. El tema de ayuda seleccionado se abre en el marco derecho de la ventana.

4. Para ejecutar una búsqueda de texto completo en todo el sistema de ayuda, seleccione la pestaña **Búsqueda**.

En el cuadro de texto, escriba el término que desea buscar. Haga clic en **Listar temas** para iniciar la búsqueda. El programa identificará cada tema que contenga dicha palabra dónde sea en el texto. Todos los temas coincidentes aparecen en el área de lista. Seleccione el tema que desea ver, luego haga clic en **Mostrar**. El tema seleccionado se abre en el marco derecho de la ventana.

OBTENIENDO AYUDA ACERCA DE UN CUADRO DE DIÁLOGO

Puede usar la ayuda contextual para abrir un tema directamente de una función del programa. Cuando usa esta ayuda contextual, el programa abre automáticamente el tema correcto para el cuadro de diálogo seleccionado.

Para abrir un tema de ayuda para un cuadro de diálogo, oprima F1, o, si no está disponible, haga clic en el botón **Ayuda** del cuadro de diálogo.

COPIANDO UN TEMA DE AYUDA

Puede copiar una porción del tema de ayuda, o el tema completo.



- Para copiar un tema entero, haga clic con el botón derecho en cualquier parte dentro del tema para mostrar el menú de acceso directo. Marque **Elegir todo** para seleccionar todo el texto de Ayuda. Haga clic con el botón derecho nuevamente y elija **Copiar** para copiar el texto seleccionado.
- Para copiar una parte del tema, use su mouse para resaltar el área que desea copiar. Haga clic con el botón derecho para mostrar el menú de acceso directo, luego elija **Copiar**.

Puede pegar el texto de ayuda dentro de cualquier editor o programa procesador de textos.

IMPRIMIENDO UN TEMA DE AYUDA

Para imprimir el tema de ayuda actual, haga clic en **Imprimir** en la barra de herramientas (también puede hacer clic con el botón derecho dentro del tema y luego elegir **Imprimir** del menú de acceso directo). Si está imprimiendo desde la ficha **Contenido**, tiene la opción de imprimir el tema seleccionado o todos los subtemas dentro del encabezamiento seleccionado (todos los temas incluidos en el libro actual).





DESPLAZÁNDOSE POR LOS TEMAS YA VISTOS

En la barra de herramientas Ayuda, haga clic en **Atrás**  para mostrar el último tema de ayuda visto. Haga clic en **Adelante**  para mostrar el siguiente tema de ayuda en la secuencia anterior de temas que haya visto.

NOTA: El botón **Atrás** sólo está disponible luego de haber visto múltiples temas. El botón **Adelante** sólo está disponible luego de haber usado el botón **Atrás**.

PERSONALIZANDO LA VENTANA DE AYUDA

Puede cambiar el tamaño de la ventana Ayuda y también ocultar las pestañas **Contenido**, **Índice**, y **Búsqueda**.

- **Para estrechar o ensanchar los marcos izquierdo o derecho**, coloque el cursor de su mouse sobre el divisor entre los marcos. Su cursor cambiará a una flecha doble , y podrá entonces mantener oprimido el botón izquierdo del mouse mientras arrastra el divisor a la izquierda o derecha.
- **Para cambiar el tamaño de la ventana Ayuda**, coloque su mouse sobre cualquier esquina (para cambiar proporcionalmente el tamaño de toda la ventana) o borde (para cambiar la altura o anchura) de la ventana. Su cursor cambiará a una flecha doble , y podrá entonces mantener oprimido el botón izquierdo del mouse mientras arrastra el borde de la ventana.
- Para ocultar todo el marco izquierdo (de modo a que sólo aparezca el tema de Ayuda) haga clic en **Ocultar**  de la barra de herramientas. Para mostrar de nuevo el marco izquierdo, haga clic en **Mostrar** .

SOPORTE TÉCNICO

El departamento de soporte técnico de X-Rite está dotado con un personal altamente capacitado para ayudarle. Cuando se pone en contacto con X-Rite, incluya la siguiente información:

- Su número de serie del software.
- Su nombre y el de su empresa.
- Su número telefónico.
- Una copia por escrito del mensaje de error relacionado con su problema (si corresponde).
- Una copia por escrito de los pasos tomados antes de que ocurriera el problema.

Al ponerse en contacto con el soporte técnico vía telefónica, también deberá tener el programa en funcionamiento y a su alcance.

NOTA: Para asistencia del hardware, consulte el manual del instrumento.

ASISTENCIA DEL SOFTWARE

por teléfono:

(+1) 800 248 9748 o (+1) 616 803 2100 (desde fuera de los EE.UU)

por Internet:

Visite www.xrite.com para localizar una oficina cercana a su área.

por correo electrónico:

casupport@x-rite.com

Incluya la información anterior, y use "RE: X-RiteColor Master Software" como título o asunto del mensaje.

PREGUNTAS FRECUENTES

Se muestran a continuación varias Preguntas Frecuentes de X-RiteColor Master. Visite la página de Soporte en www.xrite.com para más Preguntas Frecuentes (FAQs) e información de soporte.

¿Cómo licencio mi software?

Luego de la instalación inicial, usted tendrá 30 días para registrar su software. Para esto, necesitará: El número de serie del software, el número de AUI (Identificador Único de la Aplicación) y su código de registro. El AUI y número de serie se encuentran en el estuche del CD. Si usted compró una actualización, necesitará su número de serie anterior. El código de registro (8 dígitos) aparece cuando se inicia el software. También se encuentra en el menú: Ayuda->Acerca de->Mostrar licencia. Con esta información, usted podrá registrar su software en línea o llamando al Servicio al Cliente de X-Rite. Se le dará una llave de licencia que debe ingresar en el campo de la Llave de Licencia, y luego seleccionar Licencia.

Acabé de instalar mi software de evaluación y me dice que el tiempo de evaluación ha caducado. ¿Cuál es el problema?

Debe poseer derechos de administrador al instalar X-RiteColor Master en su ordenador. Quizá necesite contactarse con su departamento informático para obtener derechos y poder instalar el software.

¿Cuál es la contraseña y nombre de usuario por defecto para el software X-RiteColor Master?

El nombre de usuario por omisión es “admin” y la contraseña es “password”.

¿Cómo puedo transferir mis archivos desde mi software anterior al nuevo?

Si tiene un programa Master Series antiguo, tal como: QA-Master, Paint Master, Plastic Master, Textile Master o Ink Master 1.X, necesitará usar la Utilidad de Exportación de Datos que se encuentra en su CD de instalación. Para ver un tutorial de esta Utilidad, visite nuestro sitio Web en www.xrite.com/top_support.aspx. Si tiene QA-2000, Formulation Master 2001, o cualquier versión de X-RiteColor Master, abra el programa de administración (Opciones->Administrativo) y en la pestaña Gestión de la base de datos, seleccione Agregar existente. Puede ir directamente al archivo de la base de datos. Luego de realizar esta operación, la base de datos Antigua deberá estar disponible usando Archivo-Abrir base de datos en X-RiteColor Master.

¿Qué base de datos debo abrir y cómo lo hago?

X-RiteColor Master es compatible con varios tipos de instrumentos/geometrías. Se instalan cuatro bases de datos en su sistema por omisión. Se debe usar CM1 para instrumentos 0/45 o 45/0 (530, CF57, CA22, 938, 939, 962, 964, 968, 978). Se debe usar CM2 para instrumentos de esfera (CFS57, SPxx, Serie 8000 de mesa). CM3 y CM5 son para instrumentos MA58 y MA68, respectivamente. Para abrir otra base de datos, use el menú: Archivo-Abrir base de datos.

Mi instrumento no puede comunicarse. ¿Cómo selecciono un puerto COM diferente?

Para seleccionar otro puerto COM, use el menú: Opciones-Puerto del instrumento.

¿Cómo calibro mi instrumento?

Para calibrar el instrumento, use el menú: Instrumento-Calibrar, y siga las indicaciones.

No puedo ver la aplicación X-RiteColor Master en Windows XP. ¿Cuál es el problema?

Es probable que la función Temas Visuales esté habilitada en su sistema. Siga estos pasos para deshabilitar Temas Visuales:

1. Abra el Explorador de Windows.
2. Busque el directorio donde tiene instalada la aplicación X-RiteColor Master. El directorio predeterminado es C:\Archivos de programa\X-RiteColor Master.
3. Busque el archivo FM2000.exe y haga clic derecho en él.
4. Seleccione Propiedades del menú.
5. Haga clic en la ficha de Compatibilidad y marque la casilla "Deshabilitar los temas visuales".
6. Haga clic en Aceptar.

¿Cómo puede obtener más información?

Usted encontrará más información en el archivo de ayuda, usando el menú: Ayuda->Contenido o en línea: www.xrite.com o www.measureitrite.com.(en inglés)