



SOLUCIONES i1 PARA GESTIÓN DEL COLOR PARA LOS MÁS EXIGENTES PERFECCIONISTAS DEL COLOR

Las opciones profesionales para excepcionales resultados en la calibración y creación de perfiles para cámara, monitor, proyector e impresoras.

TOTALMENTE. EXTRAORDINARIO.

Los perfeccionistas del color saben que un flujo de trabajo calibrado y perfilado es un elemento crítico en un flujo de trabajo eficiente y creativo. Lo que usted captura con su cámara, vea en su monitor (o el proyector) o la impresión de su archivos tienen que ser todas iguales o usted nunca será feliz con el resultado no importa cuanto tiempo dedique a perfeccionarlo. i1 provee el nivel más alto en exactitud de color en la industria con una velocidad incomparable, precisión y flexibilidad. En software y hardware, i1 provee a los perfeccionistas del color el equilibrio perfecto entre velocidad, opciones y controles para llenar las expectativas individuales de su flujo de trabajo.

En nuestro mundo, la perfección no es demasiado a pedir. ¡Las soluciones i1 cumplen lo que prometen!

ICONOS DE FUNCIÓN

Las soluciones X-Rite han sido marcadas claramente con iconos para cada función de manera que usted pueda identificar rápidamente la funcionalidad incluida en cada solución.



Creación de Perfil de Monitor



Creación de Perfil de Impresora CMYK



Camera Profiling



Monitor QC (Control de Calidad)



Impresora QC (Control de Calidad)



Projector Profiling



Creación de Perfil de Impresora RGB



PANTONE Color Manager

i1 | DISPLAY PRO



Incluye:

- Colorímetro i1Display
- Software i1Profiler: perfilado de monitores y proyectores digitales; control de calidad de monitores
- Software PANTONE® Color Manager

CALIBRACIÓN PROFESIONAL DE PANTALLAS

i1Display Pro es la elección definitiva para los profesionales perspicaces de los sectores de fotografía, diseño e imágenes digitales que busquen la máxima precisión del color en sus pantallas, portátiles y proyectores. Dos modos del usuario (Básico y Avanzado) ofrecen a los perfeccionistas del color más exigentes el equilibrio ideal entre los factores inigualables de precisión cromática, velocidad, opciones y control para adaptarse a cualquier flujo de trabajo.



i1 | PUBLISH



GESTION DE COLOR PROFESIONAL SOFTWARE Y CARTAS.

incluye:

- i1Profiler software para la creación de perfiles de monitor, proyector digital e impresoras RGB, CMYK, CMYK +4 y control de calidad de monitor e impresora
- PANTONE® Color Manager software
- ColorChecker Camera Profiling software para la calibración de cámara
- Carta ColorChecker Proof
- Tarjeta ColorChecker Classic (mini)

i1Publish ha sido diseñado para fotógrafos, diseñadores y profesionales de la prerensa que confían en la precisión del color a través de su flujo de trabajo digital. i1Publish incluye un software y tarjetas que usted necesita para obtener precisión de color en cámaras, monitores, proyectores e impresoras RGB y CMYK+ – con consistencia de resultados cada vez. *(Instrumento de medición no incluido)*



i1 | PUBLISH PRO



incluye:

- Espectrofotómetro i1Pro
- i1Profiler software para la creación de perfiles de monitor, proyector digital e impresoras RGB, CMYK, CMYK +4 y control de calidad de monitor e impresora
- PANTONE® Color Manager software
- ColorChecker Passport Software para la calibración de cámara
- Carta ColorChecker Proof
- Tarjeta ColorChecker Classic (mini)

GESTIÓN DE COLOR PROFESIONAL PARA PROFESIONALES DE LA IMAGEN Y PRE-PRESA

i1Publish Pro es la más óptima y completa solución de creación de perfiles ICC para los profesionales de las artes gráficas que necesitan organizar y gestionar su flujo de trabajos en RGB, CMYK y CMYK+N (CMYK más 4 otros) flujos de trabajo de pre-prensa e impresión digital. Con nuevas funciones para la validación de calidad, incluyendo display QA función para aseguración de la calidad del monitor, soft proofing para ISO (G7, SWOP, PSO, Japan Color) y funciones de QA para evaluar la calidad de impresión utilizando cuñas de ISO (IDEAlliance cuña ISO de control o cuña Ugra/Fogra).



i1 | PHOTO PRO



incluye:

- Espectrofotómetro i1Pro
- i1Profiler software para la creación de perfiles de monitor, proyector digital e impresoras RGB y control de calidad de monitores e impresora
- PANTONE® Color Manager software
- ColorChecker Passport Software para la calibración de cámara
- Carta ColorChecker Proof
- Tarjeta ColorChecker Classic (mini)

GESTIÓN DE COLOR PROFESIONAL PARA FOTÓGRAFOS

i1Photo Pro ha sido especialmente diseñado para fotógrafos profesionales, para el manejo de su flujo de trabajo en RGB, desde la cámara, pantalla, proyector digital a la impresora. i1Photo Pro proporciona resultados de color de alta calidad especialmente los detalles en las áreas de sombras y luces y mayor exactitud de color para grises mas neutrales y tonos de piel naturales.



i1 | BASIC PRO



includes:



- i1Pro spectrophotometer
- i1Profiler software: monitor profiling, monitor and printer quality control
- PANTONE® Color Manager software

VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN PROFESIONAL PARA MONITORES

i1Basic Pro es la solución fundamental para la creación de perfiles de monitor, verificación de calidad de monitores e impresoras y medición de colores planos. i1Basic Pro es fácil de usar e incluye todo lo que un profesional necesita para crear perfiles ICC de monitores personalizados.



i1 | iSiS



Incluye:

- Espectrofotómetro i1iSiS
- Módulo Compensación de Blanqueador Óptico (CBO)

PRODUCCIÓN. RAPIDEZ. PRECISIÓN.

i1iSiS es el instrumento ideal para agilizar y automatizar la creación de perfiles de impresoras. El lector automatizado para gráficos de prueba i1iSiS lleva la velocidad y la precisión a nuevos niveles. Disponible en dos tamaños: estándar/carta o XL/tabloide/A3, i1iSiS lee hasta 2.500 parches impresos en una única página A3.

i1|iO



includes:

- Mesa de Escaneo Automatizado i1iO con brazo
- Anillo deslizador de reemplazo

VERSÁTIL. RÁPIDO. SENCILLO.

Amplíe la potencia de su i1Pro con este dispositivo de lectura automatizada de diagramas de prueba a manos libres. Simplemente conecte el dispositivo, alinee el diagrama de prueba y la tabla de escaneo hace todo el trabajo. i1iO mide sustratos con hasta 10 mm de espesor - fotos, tapicerías, cartón ondulado, textiles, ¡incluso bolsas de plástico y cerámica!

AVANZADAS HERRAMIENTAS DE PERFILADO

COLORÍMETRO i1DISPLAY

Calibración profesional de pantallas

i1Display incorpora nuevos sistemas ópticos y de filtros con tecnología avanzada, velocidad de medición increíblemente rápida y precisión cromática sin igual en todas las tecnologías modernas de visualización, como en el caso de las pantallas LED y LCD de amplia gama. También es espectralmente calibrado, por lo que se puede actualizar directamente para su compatibilidad a las futuras tecnologías de visualización.



i1PRO ESPECTROFOTÓMETRO

Galardonado espectrofotómetro portátil i1Pro

El galardonado i1Pro espectrofotómetro viene incluido en las soluciones i1Basic Pro, i1Photo Pro y i1Publish Pro. i1Pro ha sido el estándar de la industria en cuanto a consistencia y precisión en medición color. ¡Para medidas ultra-rápidas, fantástico reconocimiento parches y gran flexibilidad! Con una cabeza para la medición de luz ambiente, sujetador para medición de monitor y proyector; se conecta con un cable USB y está disponible en dos versiones con Filtro UV y sin Filtro.



i1PROFILER

Software de Gestión de Color Profesional

El software i1Profiler es el núcleo de las soluciones profesionales i1, ofrece un nivel sin precedentes de flexibilidad para satisfacer las necesidades de los flujos de trabajo digitales. Incorpora funciones exclusivas relacionadas con la gestión del color, que aumentan el control de los usuarios a la hora de crear perfiles de calidad profesional. Los usuarios pueden elegir entre una interfaz "básica", basada en asistentes; o una interfaz "avanzada", controlada por el usuario y que permite crear perfiles de color personalizados, precisos y de alta calidad para monitores, proyectores, impresoras e impresoras.






PANTONE® COLOR MANAGER

Software de Paletas de Color y Bridging

PANTONE Color Manager dinámicamente mantendrá actualizadas todas las bibliotecas digitales PANTONE, listas para ser usadas en aplicaciones creativas como Adobe® y Quark®. Gracias a la profunda integración de i1Profiler con el software PANTONE Color Manager, los usuarios pueden acceder a todos los colores PANTONE para igualar colores planos y obtener una precisión sin igual en la reproducción de los mismos. También facilita la selección de múltiples espacios de color para traducir colores entre múltiples aplicaciones, y es ideal para los fotógrafos que deban fotografiar imágenes de identidad corporativa.



COLORCHECKER PROOF

Tarjeta para evaluación visual

Para ayudar a los usuarios a realizar una evaluación visual del color partiendo de estándares físicos, las soluciones i1Photo Pro e i1Publish Pro incluyen el nuevo gráfico ColorChecker Proof, un gráfico ColorChecker Classic de 24 parches perforado para su visualización directa junto a una carta impresa. Cuando se utiliza en las condiciones de iluminación adecuadas, proporciona una verificación visual mucho más precisa de la calidad de impresión, de modo que el usuario puede determinar rápidamente si es necesario algún ajuste.

COLORCHECKER SISTEMA PARA CALIBRACIÓN DE CÁMARA

Software y tarjeta

Con la Tarjeta ColorChecker Classic mini y el ColorChecker software para calibración de cámaras, usted podrá crear rápida y fácilmente perfiles personalizados para cámaras para las soluciones de Adobe®. Esta tecnología de perfilado avanzada, ofrece resultados excelentes con la tarjeta mini ColorChecker Classic de 24 parches. Crea perfiles personalizados de cámara que funcionan excepcionalmente bien, incluso bajo fuentes de luz artificial o poco habituales. Si utiliza una o varias cámaras, los fotógrafos pueden establecer fácilmente una base exacta de color y mantener el control en sus colores.



Color Perfectionists Unite

xrite.com | xritephoto.com | pantone.com



4300 44th Street SE
Grand Rapids, Michigan 49512 USA

© 2011, X-Rite, Incorporated. All rights reserved. X-Rite logo and ColorChecker are trademarks or registered trademarks of X-Rite, Incorporated and its affiliates in the United States and/or other countries. PANTONE® and other Pantone, Inc. trademarks are the property of Pantone, Inc. Pantone is a wholly owned subsidiary of X-Rite, Incorporated. Macintosh, Mac and Mac OS are trademarks of Apple, Inc. Intel and Pentium are trademarks of Intel Corporation in the U.S. And other countries. Microsoft, Windows, Windows Vista and Windows 7 are registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

L7-506_ES (06/2011)