



eXact Advanced Espectrofotómetro

Excelencia en la medición del color

El instrumento preferido de los laboratorios de tinta y control de calidad, el espectrofotómetro eXact Advanced está diseñado para ayudarlo a lograr el producto de más alta calidad con el conjunto más completo de herramientas. Además de asegurar la validación del color en tintas CMYK y de colores directos, mediciones simultáneas de modos cuatro M, Bluetooth incorporado y funcionalidad colorimétrica mejorada, el eXact Advanced incluye funciones para evaluar la tinta y el papel antes, durante y después de la producción de la impresión; ahorrando tiempo y reduciendo el desperdicio en su operación.

El eXact Advanced es una combinación única de programación de hardware y software para ayudar a la operación a conseguir el color correcto en el primer intento y siempre.

Gestión avanzada de control de calidad

- Proporciona funciones para evaluar el papel y la tinta, como índices de papel, metamerismo, intensidad del color, opacidad y tendencia dE*.
- Mide la tinta y el papel antes, durante y después de la producción de la impresión para ayudar a optimizar las eficiencias.
- Ofrece capacidades de análisis del sustrato con la función de índice abrillantador.

Funcionalidad colorimétrica mejorada

- Da confianza al flujo de trabajo para cada trabajo ya que las herramientas se pueden bloquear, personalizar e individualizar con múltiples capacidades de usuario.
- Ofrece una amplia gama de tamaños de apertura para permitir flexibilidad de trabajo a medida que sus necesidades comerciales cambian.
- Aprovecha el gráfico de reflejo para demostrar la reflectancia espectral de un sustrato o tinta.
- Mide la concentración de una tinta específica con funciones de intensidad del color absolutas y relativas.
- Involucra la función de opacidad para medir la diferencia de un sustrato o tinta sobre blanco y negro.
- Genera la diferencia del color hasta tres iluminantes diferentes con la función de metamerismo.
- Aprovecha BestMatch para ofrecerle las pautas que necesita para poder determinar si puede lograr una mejor igualación de un estándar de color específico ajustando la tinta en la imprenta.
- Es compatible con todas las condiciones ISO, y cumple con todas las necesidades de sus clientes: G7, PSO, ISO y Japan Color.
- Bibliotecas Pantone integradas para acceder a los estándares de referencia líderes en la industria en materia de color



eXact Advanced Espectrofotómetro

Funciones adicionales



Opción de escaneo

Disponible como opción para los modelos Standard y Advanced. El eXact Scan es fácil de usar y ofrece capacidades de escaneo rápidas para usar en entornos offset, digital, flexográfico, preimpresión y otros para mediciones de colores directos y escaneos para comprender, controlar, gestionar y comunicar mejor el color en todo el flujo de trabajo.



Oferta Xp

Todos los modelos eXact están disponibles en modo Xp, lo que significa que están específicamente diseñados para ayudar a las impresoras y convertidores de empaques medir el color de manera más precisa en materiales de películas flexibles y otros sustratos de impresión de empaques sin la necesidad de realizar mediciones polarizadas (M3).

Características	eXact Basic	eXact Basic Plus	eXact Standard	eXact Advanced
Densidad, TVI, TV	✓	✓	✓	✓
Funcionalidad densitométrica mejorada		✓	✓	✓
BestMatch			✓	✓
CIE-L*a*b*, CIE-L*C*h			✓	✓
Funcionalidad colorimétrica mejorada				✓
G7, PSO, ISO, Compatible con Japan Color			✓	✓
Asistencia de trabajo		✓	✓	✓
Múltiples de perfiles de usuario				✓
Bibliotecas Pantone incluidas (C + U)			✓	✓
NetProfiler			✓	✓
Compatible con PantoneLIVE			○	○
Bluetooth		○	○	✓
Modo escaneo (incluye el software DataMeasure)			○	○
Software incluido (eXact Manager, DataCatcher)	✓	✓	✓	✓
Una sola pasada M0/M1/M2/M3	✓	✓	✓	✓

✓: Incluye ○: Opcional

Asistencia técnica y garantía

Las soluciones de medición y análisis de color de X-Rite están diseñadas y fabricadas según los estándares de calidad más rigurosos. Estos estándares están respaldados por un servicio global completo, asistencia telefónica y web superior y opciones de mantenimiento preventivo para optimizar su inversión a largo plazo. Hemos desarrollado planes de asistencia técnica y garantía únicos para los productos y necesidades específicas para su organización.

Lea nuestras ofertas de servicio en nuestro sitio web para obtener más información: www.xrite.com/page/service-warranty

¿Aún no está seguro de lo que necesita? Comuníquese directamente con nosotros a: servicesupport@xrite.com